

MOBI AVEC BRASSARD ADULTE (M) SPENGLER, 4 COULEURS AU CHOIX

Ref. 513701



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I_m
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 ANS
GUARANTEE



22/01/2026 21:29:39 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MOBI AVEC BRASSARD ADULTE (M) SPENGLER, 4 COULEURS AU CHOIX

Ref. 513701



Élégant et coloré, le tensiomètre MOBI révolutionne le tensiomètre anéroïde grâce à sa nouvelle connectique brevetée.

Description

La tubulure « LIFE LINK® » permet le changement de brassard en moins d'une seconde grâce à ses connecteurs aimantés qui assure la connexion et l'étanchéité entre le manomètre et la tubulure.

- **AMBIDEXTRE** : Mobi est spécialement étudié pour être ambidextre, choisissez votre configuration et changez la position de la valve de décompression, de la connectique « LIFE LINK® » et de la cuillère.
- **POIRE ERGONOMIQUE** : La poire ergonomique est adaptée à toutes les morphologies de mains et offre un gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles.
- **VALVE DE PRÉCISION** : MOBI est équipé d'une valve de décompression dont la forme est étudiée pour offrir la meilleure sensibilité lors de la décompression mais aussi une très bonne ergonomie et prise en main.
- **RÉSISTANT AUX CHOCS** : De par sa construction en plastique ABS, sa double coque interne et sa partie arrière en élastomère, MOBI est spécialement étudié pour offrir une grande résistance aux chocs et aux chutes du quotidien.
- **BRASSARD FACILE** avec la connectique révolutionnaire « LIFE LINK® », conçu en revêtement TPU pour être plus léger et d'une grande facilité de nettoyage.
- **COLORE** : Mobi existe en 4 couleurs : Carbone, Myrtille, Corail et Rose poudré
- Livré avec un brassard M et une tubulure LIFE LINK®
- En option : 5 tailles de brassards (XS, S, M, L, XL)

**MOBI AVEC BRASSARD ADULTE (M)
SPENGLER, 4 COULEURS AU CHOIX****Ref. 513701****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446027964	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.52
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	20	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Couleurs	Corail		