

LE SOCLE À ROULETTES FRANÇAIS POUR NC3

Ref. BDDSOCL02



27/01/2026 23:16:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LE SOCLE À ROULETTES FRANÇAIS POUR NC3

Ref. BDDSOCL02

Un socle à roulettes made in France

Description

Le Socle à Roulettes Français

Conçu pour le moniteur NC3, ce socle à roulettes est entièrement fabriqué en France dans notre Manufacture de Castelculier.

- Dimensions du socle:
H: 108cm
l: 67cm
- Dimensions du panier: 3 x 26 x 14,7cm
- Poids: 9.7kg
- Matériau: L'embase, le plateau ainsi que le panier sont en acier. Le mât est en aluminium
- La base est faite d'une branche à 4 roues avec protection silicone.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700468216599	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	9.7
Unité nue / Poids (kg)	9.7		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			

 27/01/2026 23:16:23 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.