

PINCE FOERSTER, STRIÉE, 24 CM, DROITE

Ref. IP43424



CE



27/01/2026 23:27:04 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PINCE FOERSTER, STRIÉE, 24 CM, DROITERef. IP43424**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040025421	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	24
Unité emballée / Poids (kg)	0.078	Unité nue / Poids (kg)	0.077

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---