


## SAC MÉDICAL EIFFEL, DE BOISSY

Ref. MDEIFF01

*De Boissy*  
— DEPUIS 1982



27/01/2026 23:52:45 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## SAC MÉDICAL EIFFEL, DE BOISSY

Ref. MDEIFF01

*De Boissy*  
— DEPUIS 1982

**Le sac grand volume chic et simple à la fois, facile à organiser**

### Description

Chic et simple à la fois, le grand sac EIFFEL rappelle la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins. Grâce à sa très grande ouverture bidirectionnelle et ses multiples poches/compartiments, il permet de ranger et d'atteindre facilement tout le matériel de soin et les instruments de diagnostic dont les professionnels de santé ont besoin. D'un gris chiné, le tissu polyester est résistant, durable, déperlant et donc lavable, il est accompagné d'une bande réfléchissante pour la sécurité, et de glissières YKK® pour leur qualité.

- L'espace principal intérieur grand volume comprend 8 poches, 2 séparateurs amovibles velcro, 1 pochette filet zippée. Avec une très grande ouverture à zip bidirectionnel, il donne accès très facilement aux instruments de diagnostic et matériel de soin
- Une poche ventrale (40x20 cm) s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques qui permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...
- Quatre poches externes zippées dont une pour les documents A4 et une autre sur le côté avec élastique pour y glisser la bouteille de gel hydroalcoolique qui reste accessible facilement et à tout moment
- Des poignées rembourrées et solides, une bandoulière rembourrée et réglable
- Un porte-nom pour bien identifier le sac
- Un fond antidérapant pour réduire le frottement et l'usure
- Dimensions l x h x p : 40 x 35 x 24 cm
- Poids : 1,3 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 24 litres
- Vendu vide

**SAC MÉDICAL EIFFEL, DE BOISSY**

Ref. MDEIFF01

*De Boissy*  
— DEPUIS 1982**Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040218939	Code douanier	420229000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	37	Unité nue / Largeur (cm)	35
Unité emballée / Hauteur (cm)	10	Unité nue / Hauteur (cm)	24
Unité emballée / Longueur (cm)	45	Unité nue / Longueur (cm)	40
Unité emballée / Poids (kg)	nc	Unité nue / Poids (kg)	1.29

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---