


SAC URGENCE ELITE BAGS EXTREME - ROUGE WATERPROOF

Ref. MEEXTR02_R

ELITE BAGS



27/01/2026 23:48:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC URGENCE ELITE BAGS EXTREME - ROUGE WATERPROOF



Ref. MEEXTR02_R

Description

Pour les usagers des services d'urgence spécialisés dans les premiers soins.

Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce à des séparateurs extractibles en velcro.

Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures.

Bandes réfléchissantes nuit et jour.

2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité, avec des bandes élastiques.

4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique).

Ampoulier isotherme avec 27 élastiques.

Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane.

Matériau : tissu 1000D polyamide

Coloris : Rouge.

Poids : 2,86 kg

Mesures extérieures : 47 x 22 x 28 cm / 23,23 l.

Capacité maximum recommandée : 12 Kg

SAC URGENCE ELITE BAGS EXTREME - ROUGE WATERPROOF



Ref. [MEEXTR02_R](#)

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540300	Code douanier	4202129900
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	23	Unité nue / Largeur (cm)	22
Unité emballée / Hauteur (cm)	39	Unité nue / Hauteur (cm)	28
Unité emballée / Longueur (cm)	43	Unité nue / Longueur (cm)	47
Unité emballée / Poids (kg)	3.8	Unité nue / Poids (kg)	2.86

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---