

THERMOMÈTRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY BLEU

Ref. SP3065



CE
0123



27/01/2026 23:25:19 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

THERMOMÈTRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY BLEU



Ref. SP3065

Le Tempo Easy permet une prise de température sans contact par le biais de rayons infrarouge.

Description

Le thermomètre TEMPO EASY est un thermomètre précis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou à la maison.

Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, évitant ainsi les contaminations croisées.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Mesure instantanée
- Une température obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446011291	Code douanier	9025190090
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	9	Unité emballée / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité emballée / Poids (kg)	0.31
Unité nue / Poids (kg)	0.075		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---