

GARROT TOURNIQUET TACTIQUE, COULEUR NOIR

Ref. STGARR01



27/01/2026 23:51:20 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GARROT TOURNIQUET TACTIQUE, COULEUR NOIR

Ref. STGARR01



Garrot tourniquet très utilisé par les militaires et secouristes.

Description

- Solide et résistant
- Prêt à l'emploi pour intervenir rapidement en cas d'hémorragie.
- Facile à appliquer, il peut être utilisé d'une seule main, et il permet aux secouristes de se libérer rapidement pour aller voir les autres victimes.
- Convient pour bras et jambe (cuisse comprise)
- Dimensions : 90 x 3,8 cm
- Une étiquette est présente pour écrire l'heure de la pose du garrot.
- Couleur noire, il existe aussi en Orange

**GARROT TOURNIQUET TACTIQUE,
COULEUR NOIR****Ref. STGARR01****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3361040000205	Code douanier	300610900
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.078
Unité nue / Poids (kg)	0.078		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---