

## BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER

Ref. 334111



### Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout mâle) pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.  
Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

**BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS À XL, SPENGLER****Ref. 334111****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446025052	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

**MESURES**

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.15

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES**

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---