


OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V - LUXAMED®

Ref. A1.416.954

LUXAMED®



CE



28/01/2026 22:36:26 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®Ref. A1.416.954

Otoscope LED innovant au format de poche.

Différents coloris disponibles !

Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limité.
- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule nécessaire.
 - Possibilité de faire varier l'intensité de la luminosité
 - Arrêt automatique après 3 minutes
 - Durée de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
 - Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
 - Température de couleur : environ 4 200 K
 - Design de la tête optimisé
 - Loupe pivotante, grossissant 3 fois
 - Orifice d'insufflation pour test pneumatique
 - Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcée, compatible avec la tête du dermatoscope et de l'ophtalmoscope LuxaScope
 - Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
 - Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
 - Inclus 20 spéculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm

**OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V -
LUXAMED®****LUXAMED®**Ref. A1.416.954**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381963936	Code douanier	9018908400
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	11	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité emballée / Poids (kg)	0.3
Unité nue / Poids (kg)	0.12		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	5	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Vert
----------	------