

TEMPO THERMOMÈTRE DIGITAL ÉTANCHE SPENGLER

Ref. THE001



CE
0123

DISPOSITIF MÉDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

TEMPO THERMOMÈTRE DIGITAL ÉTANCHE SPENGLER

Ref. THE001

Tempo, le thermomètre digital simple et précis

Description

TEMPO est un thermomètre digital simple et précis disposant de 3 modes de prises de température: rectal, buccal et axillaire.

- Embout rigide
- étanche IP27
- Mesure en 60 secondes
- Indicateur sonore de fièvre
- température en °C
- mémorisation de la dernière valeur mesurée

Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	6970392217642	Code douanier	9025199090
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.01
Unité nue / Poids (kg)	0.01		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES