

**BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-  
LAUBRY CLASSIC****Ref. 330112**

## Description

Brassard compatible Vaquez-Laubry® Classic taille S, M, L, en velcro ou à sangles, en polycoton avec poche caoutchouc. Couleur rouge, marine, gris

Adulte (M) coton, velcro, marine : 330012

Adulte (M) coton, velcro, gris : 330011

Adulte (M) coton, velcro, rouge : 330013

Adulte (M) marine, à sangles : 330112

Adulte (M) rouge, à sangles : 330113

Adulte (L) coton, velcro, marine : 330002

Enfant/petit adulte (S), coton, velcro, gris : 330021

## Caractéristiques

|                 |               |                    |            |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE     | AUCUN         | Dispositif Médical | Non        |
| Code barre      | 3700446031886 | Code douanier      | 9018901000 |
| Garantie (mois) | 6             | Pays               | France     |

### MESURES

|                                |    |                               |       |
|--------------------------------|----|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc    |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.225 |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|