

BOÎTE INOX, 20 X 10 X 6 CM

Ref. AD20106



09/02/2026 13:16:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INOX, 20 X 10 X 6 CM

Ref. [AD20106](#)



Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

Description

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Existe en différentes dimensions

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040013657	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	11	Unité nue / Largeur (cm)	10.7
Unité emballée / Hauteur (cm)	6	Unité nue / Hauteur (cm)	6
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	20.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.451	Unité nue / Poids (kg)	0.451

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---