

BOÎTE INOX, 40 X 20 X 9 CM

Ref. AI42188



09/02/2026 12:58:05 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE INOX, 40 X 20 X 9 CM

Ref. [AI42188](#)



Pratique pour ranger des instruments chirurgicaux

Description

- Vendu avec couvercle pour protéger les instruments
- Décontamination avec détergent et désinfectant
- Stérilisable à l'autoclave (134°-18 minutes)
- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »
- Existe en différentes dimensions

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040019758	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Pakistan

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité nue / Largeur (cm)	20
Unité emballée / Hauteur (cm)	9	Unité nue / Hauteur (cm)	9
Unité emballée / Longueur (cm)	40	Unité nue / Longueur (cm)	40
Unité emballée / Poids (kg)	1.75	Unité nue / Poids (kg)	1.749

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---