

**BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN
CLASSIC / COTON**

Ref. 332029



CE



16/02/2026 21:16:09 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN
CLASSIC / COTON****Ref. 332029**

Description

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute résistance.
Tubulure jumelée 7,5 cm équipée de raccords rapides CPC.
Marquages normalisés.
Lavable à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446008796	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonésie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.094

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---