

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE ENFANT (12-
19CM) - CONNECTEUR BAYONET**

Ref. DSU231061

SUNTECH



CE



Brassards à usage unique conçus pour une mesure sécurisée et adaptée aux enfants.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, vert.
Taille enfant 12-19cm, raccord rectus bayonnette.

16/02/2026 21:16:33 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE ENFANT (12-
19CM) - CONNECTEUR BAYONET****SUNTECH****Ref. DSU231061****Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014032	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---