

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE PETIT
ADULTE (17-25CM) - CONNECTEUR
BAYONET**

SUNTECH

Ref. DSU231063



CE



Brassards à usage unique conçus pour une mesure fiable et hygiénique chez les jeunes adultes.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, turquoise.
Taille petit adulte 17-25cm, raccord rectus bayonnette.

16/02/2026 20:40:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE PETIT
ADULTE (17-25CM) - CONNECTEUR
BAYONET**

SUNTECH

Ref. DSU231063

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014155	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.992
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

16/02/2026 20:40:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.