

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH  
MONOBLOC PATIENT UNIQUE ADULTE (23-  
33CM) - CONNECTEUR BAYONET**

Ref. DSU231065

**SUNTECH**



CE



Un brassard adulte à usage unique, conçu pour une mesure fiable avec connecteur Bayonet.

## Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, bleu royal.  
Taille adulte 23-33cm, raccord rectus bayonnette.

16/02/2026 20:41:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH  
 MONOBLOC PATIENT UNIQUE ADULTE (23-  
 33CM) - CONNECTEUR BAYONET**

**SUNTECH**

Ref. DSU231065

## Caractéristiques

| Marquage CE                               | CE            | Dispositif Médical            | Classe I   |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Code barre                                | 3700446014179 | Code douanier                 | 9018905040 |
| Pays                                      | Chine         |                               |            |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |            |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc            | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc         |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | nc            | Unité emballée / Poids (kg)   | 1.319      |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |               |                               |            |
| Température mini                          | NA            | Température maxi              | NA         |
| Humidité mini                             | NA            | Humidité maxi                 | NA         |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |               |                               |            |
| Unité emballée / Quantité                 | 1             |                               |            |

16/02/2026 20:41:57 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.