

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE LARGE
ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR
BAYONET**

Ref. DSU231067

SUNTECH



CE



Des brassards larges à usage unique pour une mesure confortable et fiable chez l'adulte.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, bordeaux.
Taille large adulte 31-40cm, raccord rectus bayonnette.

16/02/2026 21:08:02 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE LARGE
ADULTE (31-40CM) - CONNECTEUR
BAYONET**

SUNTECH

Ref. DSU231067

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014186	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	24	Unité emballée / Hauteur (cm)	24
Unité emballée / Longueur (cm)	24	Unité emballée / Poids (kg)	2.004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

16/02/2026 21:08:02 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.