

**LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH
MONOBLOC PATIENT UNIQUE EXTRA
LARGE (23-33CM) - CONNECTEUR À
BAYONET**

Ref. DSU231069

SUNTECH



CE



16/02/2026 21:12:34 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE EXTRA LARGE (23-33CM) - CONNECTEUR À BAYONET

SUNTECH

Ref. [DSU231069](#)

Brassards à usage unique extra large – taille adulte (23–33 cm), connecteur Bayonet, conçus pour les besoins spécifiques en milieu clinique.

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" à patient unique, marron.
Taille cuissard 38-50cm, raccord rectus bayonnette.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446014407	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	2.49

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

16/02/2026 21:12:34 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.