

MANCHETTE À PRESSION USAGE UNIQUE EASY FUSE DDM

Ref. M13000

DDM



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 AN
1
YEAR
GUARANTEE



16/02/2026 21:06:12 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MANCHETTE À PRESSION USAGE UNIQUE EASY FUSE DDM

Ref. M13000



La manchette à pression à usage unique fabriquée en France!

Description

Les manchettes à pression sont des dispositifs médicaux conçus pour un usage en bloc opératoire, en unités de soins intensifs ou dans les véhicules de transport d'urgence. Elles permettent d'accélérer manuellement la perfusion de sang et de solutés, lorsque la gravité ne permet pas d'atteindre les débits souhaités.

La manchette à pression EASY FUSE est à usage unique et compatible avec toutes les poches de soluté car elle existe en 3 tailles:

- 500cc
- 1000cc
- 3000cc

Surveillance optimisée et fiabilité

- **Usage unique**, pas de désinfection ni nettoyage
- Visualisation de la poche de soluté
- indicateur de pression avec régulateur en cas de surpression
- Décompression contrôlée avec un robinet à 3 voies
- Résistante car conçue en tissu enduit TPU

Toutes nos manchettes à pression sont fabriquées dans notre Manufacture de Castelculier près d'Agen.

**MANCHETTE À PRESSION USAGE UNIQUE
EASY FUSE DDM**

Ref. M13000

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468203872	Code douanier	98109084
Garantie (mois)	12	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES