

GUÉRIDON PLASTIQUE - 3 PLATEAUX 61,5 X 45CM - AVEC POIGNÉES

Ref. OM614502



CE



16/02/2026 20:40:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GUÉRIDON PLASTIQUE - 3 PLATEAUX 61,5 X 45CM - AVEC POIGNÉES

Ref. [OM614502](#)

Guéridon léger, maniable et très robuste

Description

La qualité des roulettes et les poignées ergonomiques assurent un confort maximal lors des déplacements.

- Dimensions extérieures : 80 x 48 x H 100 cm, poignées comprises
- Dimensions des plateaux : 61,5 x 45 cm
- Charge maximale : 180 kg par chariot et 60 kg par niveau
- Coloris : Gris clair
- Matériaux : Montant aluminium, plateau en PP
- 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 100 mm dont 2 à frein
- Poids : 8,5 kg

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Non
Code barre	3760206421234	Code douanier	39269097
Garantie (mois)	12		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	52	Unité nue / Largeur (cm)	48
Unité emballée / Hauteur (cm)	30	Unité nue / Hauteur (cm)	100
Unité emballée / Longueur (cm)	78	Unité nue / Longueur (cm)	80
Unité emballée / Poids (kg)	13	Unité nue / Poids (kg)	8.5

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	5	Température maxi	35
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---