

## BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® - SPENGLER

Ref. 527050



CE



17/02/2026 21:02:40 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE NEOTENS® - SPENGLER

Ref. 527050

Gamme de brassards pour tensiomètre électronique NEOTENS®

### Description

Les brassards du tensiomètre NEOTENS® sont très confortables et existent en 3 tailles :

- Brassard adulte ML (22-42 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527051
- Brassard enfant S (16-24 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527050
- Brassard adulte XL (40-55 cm) pour NEOTENS® - Référence : 527052

### Caractéristiques

|             |               |                    |          |
|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE            | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre  | 6976054540011 | Code douanier      | 90262040 |
| Pays        | Chine         |                    |          |

#### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 14 | Unité emballée / Hauteur (cm) | 2  |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 18 | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -25 | Température maxi | 60 |
| Humidité mini    | NA  | Humidité maxi    | 90 |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES