

POCHE UU STÉRILE 3L FLOVAC POUR HOSPIVAC 350/400

Ref. BCASPI101

CA-mi



CE
0123



18/02/2026 21:06:35 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**POCHE UU STÉRILE 3L FLOVAC POUR
HOSPIVAC 350/400****Ref. BCASPI101****CA-MI****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Non
Code barre	0000000000604	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Italie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
Unité nue / Poids (kg)	0.2		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---