

**BOCAL FLOVAC 3L RÉUTILISABLE POUR
HOSPIVAC 350/400**Ref. BCASPI104**CA-MI****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Non
Code barre	0000000000611	Code douanier	4202121900
Pays	Italie		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	14
Unité emballée / Longueur (cm)	34	Unité emballée / Poids (kg)	0.366

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---