

# CUISSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC® ADULTE (39-55CM)

Ref. CM104S



19/02/2026 20:54:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## CUISSARD PNI IMMERGEABLE CLINIC® ADULTE (39-55CM)

Ref. CM104S

Le cuissard PNI immergeable

### Description

Le cuissard PNI CLINIC® confortable pour le patient.

Taille adulte 39-55cm

**SPENGLER MEDICAL S'ENGAGE DURABLEMENT!**

**Pour le cuissard PNI CLINIC®, l'emballage en plastique a été changé en enveloppe kraft certifiée SFC.**

### Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700468215776	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	12		

#### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	100

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 19/02/2026 20:54:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.