

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 513220



CE
0459



Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

**LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD
VELCRO (XXS À XL) SPENGLER****Ref. 513220****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446003821	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	7
Unité emballée / Longueur (cm)	19	Unité emballée / Poids (kg)	0.482

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---