

LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 513249



CE
0459



23/02/2026 23:22:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

- Brassard en nylon Oxford ou coton, fermeture velcro
- Taille **XXS** (10-15 cm), **XS** (15-22 cm), **S** (20-28 cm), **M** (26-34 cm), **L** (32-42 cm) ou **XL** (42-52 cm)
- Existe en noir ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
- Livré avec une trousse de transport

**LIAN NANO BAGUE GRISE BRASSARD
VELCRO (XXS À XL) SPENGLER****Ref. 513249****Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446024307	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	France

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.478

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---