


## VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER

Ref. 512200



**CE**  
**0459**



24/02/2026 23:00:50 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## **VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER**

**Ref. 512200**



**Pour les professionnels de santé recherchant un instrument sans compromis entre praticité et précision.**

### **Description**

#### GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

#### RÉSISTANT AUX CHOCS

- Grand cadran en ABS résistant aux chocs
- Protège manomètre en mousse antichoc

#### CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

#### HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en croute de cuir

#### BRASSARD

- Brassard taille S (20-28 cm), M ou L, Velcro, Nylon Oxford, noir

Livré avec une trousse de rangement.

**VAQUEZ-LAUBRY NANO BRASSARD  
VELCRO NYLON (S À L) SPENGLER****Ref. 512200****Caractéristiques**

|                                           |               |                               |                               |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Marquage CE                               | CE0459        | Dispositif Médical            | Classe Im (fonction mesurage) |
| Code barre                                | 3700446007263 | Code douanier                 | 90189010                      |
| Garantie (mois)                           | 24            | Pays                          | France                        |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |                               |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | 14            | Unité emballée / Hauteur (cm) | 8                             |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | 20            | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.8                           |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |               |                               |                               |
| Température mini                          | -20           | Température maxi              | 70                            |
| Humidité mini                             | 20            | Humidité maxi                 | 85                            |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |               |                               |                               |
| Unité emballée / Quantité                 | 1             |                               |                               |