

## VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S À L) SPENGLER

Ref. 518112



**CE**  
**0459**



24/02/2026 23:23:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S À L)**  
**SPENGLER****Ref. 518112**

## VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S À L) SPENGLER



Ref. 518112

**Héritier du tensiomètre inventé par Henri Vaquez, Charles Laubry et Emile Spengler, le plus célèbre des tensiomètres est la synthèse du modernisme et de la tradition.**

### Description

#### TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

#### CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER, le parfait mix entre maintien et praticité

#### RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal
- Protège manomètre en mousse antichoc

#### ELÉGANCE ET TRÈS HAUT NIVEAU DE FINITION

- Support manomètre en cuir pleine fleur

#### BRASSARD

- Brassard coton taille s, M ou L (32-42 cm), velcro ou à sangles, rouge, marine ou gris

Livré en trousse nylon.

Adulte (M), coton, velcro, marine : 518012

Adulte (M), coton, velcro, rouge : 518013

Adulte (M), marine, à sangles : 518112

Adulte (M), nylon, velcro, gris : 518011

Adulte (M), rouge à sangles : 518113

Adulte (L), nylon, velcro, gris : 518002

Enfant/petit adulte (S), coton, velcro, motifs : 518022

**VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC (S À L)**  
**SPENGLER**Ref. 518112**Caractéristiques**

|                                           |               |                               |                               |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Marquage CE                               | CE0459        | Dispositif Médical            | Classe Im (fonction mesurage) |
| Code barre                                | 3700446002077 | Code douanier                 | 90189010                      |
| Garantie (mois)                           | 60            | Pays                          | France                        |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |                               |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc            | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc                            |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | nc            | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.813                         |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |               |                               |                               |
| Température mini                          | -20           | Température maxi              | 70                            |
| Humidité mini                             | 20            | Humidité maxi                 | 85                            |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |               |                               |                               |
| Unité emballée / Quantité                 | 1             |                               |                               |