

LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS À L) SPENGLER

Ref. 519029



CE
0459



24/02/2026 23:39:21 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.



LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON (XXS À L) SPENGLER

Ref. 519029



Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446008734	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.663
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		