

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507713



CE



02/03/2026 22:00:06 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507713

Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

Description

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute résolution
- Membrane haute résolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour réduire le poids

POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche

Disponible en Rose Poudré, Corail, Myrtille ou Carbon

Caractéristiques

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507713

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446029944	Code douanier	9018.90.20.00-9
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.226

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rose Poudré	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------------	---------------------------	---