

MALLETTE ELITE BAGS GP

Ref. MEGP03_R

ELITE BAGS



GARANTIE
2
2 ANS
GUARANTEE



02/03/2026 22:25:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MALLETTE ELITE BAGS GP

Ref. MEGP03_R



Description

Sac léger et simple d'utilisation grâce à ses séparateurs internes velcro qui permettent d'organiser le matériel sanitaire de manière facile et rapide. Son système de bretelles intégrées permet de le transformer en sac à dos.

- Matériel textile léger et résistant, anti-déchirures (Ripstop)
- Zone spéciale pour les effets personnels, cartes de visites, stylo, etc...
- Compartiment pour documents, A4
- Séparateurs internes velcro
- Ampoulier isotherme, 43 ampoules
- Fermeture éclair avec oeillet pour cadenas.
- Grande poche externe avec double compartiment et bandes élastiques
- Bretelles intégrées pour transformation en sac à dos
- Poids : 1 kg
- Mesures extérieures : 40 x 21 x 25 cm / 21 L
- Capacité maximum recommandée : 3,5 Kg
- Vendu vide
- Disponible en noir (MEGP02_N), anthracite/saumon (MEGP03_R) et gris/turquoise (MEGP03_B).

 02/03/2026 22:25:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

MALLETTE ELITE BAGS GP

Ref. [MEGP03_R](#)



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540461	Code douanier	42029900
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	21
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	25
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	40
Unité emballée / Poids (kg)	1.5	Unité nue / Poids (kg)	1

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Anthracite/saumon
----------	-------------------

 02/03/2026 22:25:00 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.