

**LAMPE D'EXAMEN FOCALISABLE - LED
FOCUS - AVEC PIED À ROULETTES -
LUXAMED®**

Ref. U1.211.014

LUXAMED®



CE



02/03/2026 22:20:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LAMPE D'EXAMEN FOCALISABLE - LED FOCUS - AVEC PIED À ROULETTES - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. U1.211.014

Éclairage focalisé pour des examens et petites interventions.

Description

La lampe d'examen LED FOCUS (930mm) offre une technologie LED économe en énergie, idéale pour les examens et les petites interventions chirurgicales. À une distance de travail de 30 cm, le spot lumineux peut être ajusté de 8 cm à 15 cm de diamètre. Elle utilise une lampe LED de 10 W avec une intensité lumineuse d'environ 60 000 Lux pour un diamètre de 8 cm et 25 000 Lux pour un diamètre de 15 cm.

La tête en aluminium assure une convection et une radiation de chaleur optimales, réduisant ainsi le développement de chaleur. La température de couleur est d'environ 5000 K avec un indice de rendu des couleurs (IRC) de 93. Le col de cygne de 100 cm permet de maintenir la position désirée. La lampe a une hauteur maximale de 165 cm et est montée sur un pied à roulettes stable en métal, poudré.

Elle est équipée d'une prise multifonctionnelle (EU/UK/US).

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	04260381963981	Code douanier	94052190
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	nc
Unité nue / Poids (kg)	6.28		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	5	Température maxi	40
Humidité mini	10	Humidité maxi	90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

02/03/2026 22:20:54 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.