

**BOÎTE DE 800 COUVRE-SONDES POUR
THERMOMÈTRE TEMPO EAR PRO ET
TEMPO EAR PRO +**

Ref. THE003ACC1



CE



04/03/2026 00:35:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

BOÎTE DE 800 COUVRE-SONDES POUR THERMOMÈTRE TEMPO EAR PRO ET TEMPO EAR PRO +



Ref. THE003ACC1

Boîte de 800 couvre-sondes pour thermomètre Tempo Ear Pro et Tempo Ear Pro +

Description

- Boîte de 800 couvre-sondes pour thermomètre Tempo EAR PRO et Tempo EAR PRO +
- Protection couvre-sonde pour thermomètre tympanique
- Fonction distributeur
- 40 boîtes par pack de 20 couvre-sondes
- À usage unique, pour une hygiène irréprochable
- Sa forme est étudiée pour convenir aussi aux enfants et aux bébés
- Matériaux : Polypropylène
- Coloris : transparent

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	6942284605264	Code douanier	39269097
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	16
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-25	Température maxi	55
Humidité mini	15	Humidité maxi	95

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

📅 04/03/2026 00:35:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.