

6 ROBINETS METAL SPENGLER CLASSIC

Ref. 311314



Description

kit de 6 robinet pour tensiomètres SPENGLER manobrassard VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC, VAQUEZ-LAUBRY NANO et VAQUEZ-LAUBRY CLINIC et grand cadran MAXI +2 /3

 05/03/2026 22:31:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

6 ROBINETS METAL SPENGLER CLASSIC

Ref. 311314



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446028787	Code douanier	90330000
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.25

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 05/03/2026 22:31:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.