

POCHE SPENGLER C/C ADULTE/LIAN CLASSIC

Ref. 314210



Description

Poche pour brassard Adulte (12 x 27 cm) tensiomètre LIAN CLASSIC de SPENGLER

05/03/2026 22:53:22 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**POCHE SPENGLER C/C ADULTE/LIAN
CLASSIC****Ref. 314210****Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446028671	Code douanier	90262040
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.09

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---