

POCHE SPENGLER TPU LARGE ADULTE POUR LIAN NANO

Ref. 314700



Description

Poche Large adulte (14,5 x 31,5 cm)

05/03/2026 22:55:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

POCHE SPENGLER TPU LARGE ADULTE POUR LIAN NANO



Ref. 314700

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3700446028664	Code douanier	90262040
Garantie (mois)	60	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.063

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 05/03/2026 22:55:27 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.