

## MANCHETTE À PRESSION GREY FUSE DDM

Ref. M20500



CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
2 ANS  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE

## MANCHETTE À PRESSION GREY FUSE DDM

Ref. M20500

La manchette à pression fabriquée en France!

### Description

Les manchettes à pression sont des dispositifs médicaux conçus pour un usage en bloc opératoire, en unités de soins intensifs ou dans les véhicules de transport d'urgence. Elles permettent d'accélérer manuellement la perfusion de sang et de solutés, lorsque la gravité ne permet pas d'atteindre les débits souhaités.

La manchette à pression GREY FUSE est compatible avec toutes les poches de soluté ou de sang car elle existe en 3 tailles: 500cc (ref : M20500) , 1000cc (ref : M21000) et 3000cc (ref : M25000)

#### Surveillance optimisée et fiabilité

- Réutilisable et facile à nettoyer/désinfecter
- Visualisation de la poche de soluté grâce à un tissu transparent composé d'une trame et d'un maillage en polyamide.
- Plage de pression de 0 à 300mmHg par graduation de 10mmHg
- Précision de la pression du manomètre à  $\pm 3$  mmHg
- Zone rouge sur le cadran à 300mmHg pour éviter la surpression
- Décompression contrôlée avec un robinet simple.

Toutes nos manchettes sont fabriquées dans notre Manufacture de Castelculier près d'Agen.

## MANCHETTE À PRESSION GREY FUSE DDM

Ref. M20500

### Caractéristiques

|                 |               |                    |            |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I   |
| Code barre      | 3700468211518 | Code douanier      | 9018908400 |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | France     |

#### MESURES

|                                |      |                               |     |
|--------------------------------|------|-------------------------------|-----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc   | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc  |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc   | Unité emballée / Poids (kg)   | 1.5 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.38 |                               |     |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |     |                  |    |
|------------------|-----|------------------|----|
| Température mini | -10 | Température maxi | 40 |
| Humidité mini    | 30  | Humidité maxi    | 40 |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES