

## BRASSARD SPENGLER, POCHE VAQUEZ-LAUBRY NANO

Ref. 330210



# BRASSARD SPENGLER, POCHE VAQUEZ-LAUBRY NANO

**Ref. 330210**



## Description

Brassard compatible Vaquez-Laubry Nano, de couleur noir, en nylon Oxford noir avec poche caoutchouc double tubulure (1 cm et 60 cm), support de manomètre en croûte de cuir, fermeture par velcro.

Existe en taille S, M ou L

Enfant/Petit adulte (S), nylon, velcro, noir : 330220

Adulte (M), nylon, velcro, noir : 330210

Adulte (L), nylon, velcro, noir : 330200

## Caractéristiques

|                 |               |                    |            |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE     | AUCUN         | Dispositif Médical | Non        |
| Code barre      | 3700446028596 | Code douanier      | 9018901000 |
| Garantie (mois) | 6             | Pays               | Indonésie  |

### MESURES

|                                |    |                               |      |
|--------------------------------|----|-------------------------------|------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc   |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.18 |

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unité emballée / Quantité | 1 |
|---------------------------|---|