


## BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101



09/03/2026 22:11:34 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101

Ces brassards pour Garrot DDM sont autoclavables

### Description

Les brassards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont désinfectables et autoclavables. Ils sont composés d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux là sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

#### Dimensions de la poche en cm

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Brassard nourrisson (GBS101)   | 19 x 4 cm   |
| Brassard enfant (GBS102)       | 26.5 x 5 cm |
| Brassard petit adulte (GBS103) | 35.5 x 6 cm |
| Brassard adulte (GBS104)       | 53 x 6 cm   |

## BRASSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GBS101

### Caractéristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 3700468203476 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | France   |

#### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES