

## CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. **GCCM104**



DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2** ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



09/03/2026 22:53:08 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCM104

Le cuissard conique monobloc à un poche décontaminable!

### Description

Ces cuissards monobloc en PU sont **décontaminables**. De forme **conique** avec une seule poche ils sont composés d'un ensemble monobloc avec une fixation velcro.

Ils disposent d'un éventail de tailles identifiables par un code couleur sur la tubulure. (A: largeur de la poche; B: longueur de la poche, C longueur totale)

|                                 |                   |    | A   | B   | C |
|---------------------------------|-------------------|----|-----|-----|---|
| • Cuissard adulte (GCCM104)     | tubulure violette | 10 | 62  | 76  |   |
| • Cuissard adulte L (GCCM105)   | tubulure vert     | 10 | 76  | 90  |   |
| • Cuissard adulte XL (GCCM106)  | tubulure grise    | 10 | 82  | 100 |   |
| • Cuissard adulte XXL (GCCM107) | tubulure rouge    | 10 | 107 | 122 |   |

Les cuissards ne sont pas stérilisables mais peuvent être nettoyés à sec ou immergés en veillant à maintenir le connecteur (sur la tubulure) hors de l'eau.

## CUISSARD MONOBLOC CONIQUE À 1 POCHE POUR GARROT DDM

Ref. GCCM104

### Caractéristiques

|                 |               |                    |          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE     | AUCUN         | Dispositif Médical | Classe I |
| Code barre      | 3700468207320 | Code douanier      | 90189084 |
| Garantie (mois) | 24            | Pays               | France   |

#### MESURES

|                                |    |                               |    |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | nc | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc |
| Unité emballée / Longueur (cm) | nc | Unité emballée / Poids (kg)   | nc |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | NA | Température maxi | NA |
| Humidité mini    | NA | Humidité maxi    | NA |

#### AUTRES CARACTÉRISTIQUES