

SAC URGENCE ELITE BAGS JUMBLE

Ref. MEJUMB01_G

ELITE BAGS



09/03/2026 22:50:08 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

SAC URGENCE ELITE BAGS JUMBLE

Ref. MEJUMB01_G



Description

Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce aux séparateurs extractibles en velcro. Les bandes élastiques disposées sur toutes ses faces intérieures permettent la fixation du matériel.

- 1 poche de capacité moyenne
- 2 poches plates
- 6 poches filet
- 6 élastiques
- Anses et bandoulière
- Matériel : tissu 600D
- Poids : 750 g
- Mesures extérieures : 37 x 25 x 20 cm / 18,50 L
- Capacité max. recommandée : 3 kg
- Vendu vide

Disponible en bleu (MEJUMB01_B), gris (MEJUMB01_G), noir (MEJUMB01_N), et rouge (MEJUMB01_R)

SAC URGENCE ELITE BAGS JUMBLE

Ref. [MEJUMB01_G](#)



Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661041007785	Code douanier	420299000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	20	Unité nue / Largeur (cm)	25.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	5	Unité nue / Hauteur (cm)	20
Unité emballée / Longueur (cm)	35	Unité nue / Longueur (cm)	34.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.9	Unité nue / Poids (kg)	0.75

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Gris	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---