

STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON

Ref. 507308



STÉTHOSCOPE SPENGLER LAUBRY CHROME SIMPLE PAVILLON



Ref. 507308

Le célèbre cardiophone, look vintage pour un stéthoscope de très haute précision

Description

Le célèbre cardiophone.

Idéal pour la prise de tension et l'auscultation générale.

- Simple pavillon lourd (107 g) en alliage performance Zamac à la forme élégante et profilée pour une prise en main idéale
- Membrane haute résolution en résine époxy pour une auscultation des sons physiologiques dans une large gamme de fréquences
- Récepteur profilé pour un parfait contact avec la zone d'examen
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Tubulure ultra performante pour optimiser l'écoute
- Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid

Disponible en Noir (507300)

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3700446026523	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.393

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Couleurs	Rouge	Unité emballée / Quantité	1
----------	-------	---------------------------	---