

## STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507262



📅 12/03/2026 23:47:30 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

## STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Ref. 507262



**Le Magister II est un stéthoscope professionnel très performant pour une auscultation polyvalente.**

### Description

#### HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaires et cardiaques)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaires)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

#### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

Disponible en version Silver (507251), Black (507261), Myrtille (507262) et Corail (507252)

#### CONDITIONS DE STOCKAGE :

Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Température : -10° à 40° C

Humidité : 95% max

# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507262

## Caractéristiques

| Marquage CE                               | CE            | Dispositif Médical            | Classe I        |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Code barre                                | 3700446042127 | Code douanier                 | 9018.90.20.00-9 |
| Garantie (mois)                           | 60            |                               |                 |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |                 |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc            | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc              |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | nc            | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.425           |
| Unité nue / Poids (kg)                    | 0.105         |                               |                 |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |               |                               |                 |
| Température mini                          | -10           | Température maxi              | 40              |
| Humidité mini                             | NA            | Humidité maxi                 | 95              |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |               |                               |                 |
| Couleurs                                  | Myrtille      | Unité emballée / Quantité     | 1               |