

**LIAN NM BRASSARD VELCRO (L, M, S)
SPENGLER**

Ref. 520626



CE
0459



12/03/2026 23:21:37 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Spengler

Tensiomètre ambidextre, d'une construction robuste conçu pour une utilisation intensive.

Description

[illegible]

>> ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

[illegible]

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Simple tubulure avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mécanisme «horlogerie» haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable, anticorrosion
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Ambidextre grâce au robinet de décompression central
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard en coton ou nylon, fermeture velcro
- Taille **XXS** (10-15 cm), **XS** (15-22 cm), **S** (20-28 cm), **M** (26-34 cm), **L** (32-42 cm) ou **XL** (42-52 cm)
- Existe en gris, marine ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
- Livré avec une trousse de transport

Adulte (M), coton, velcro, marine : ref 520627

Adulte (M), coton, velcro, gris : ref 520621

Adulte (L), nylon, velcro, gris : ref 520620

Enfant/Petit adulte (S), coton, velcro, motifs : ref 520622

Multibrassards (L,M,S), velco : ref 520630

LIAN NM BRASSARD VELCRO (L, M, S)
SPENGLERRef. 520626**Caractéristiques**

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446042479	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.617
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		