

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 521310



CE
0459



12/03/2026 23:22:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Modèle ambidextre offrant un très grand confort d'utilisation grâce à son grand cadran.

Description

[illegible]

>> ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

[illegible]

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une parfaite prise en main
- Ambidextre par simple rotation
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

Disponible en :

Adulte (M), coton, velcro, rouge (521317)

Adulte (M), coton, velcro, gris (521311)

Adulte large (L), coton, velcro, gris (521310)

Enfant/Petit Adulte (S), nylon, velcro, gris (521316)

Multibrassard (S, M, L) velcro (521330)

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 521310



Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446024864	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.782
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		