

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 521311



CE
0459



12/03/2026 23:55:17 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Ref. 521311

Description

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS À XL) SPENGLER

Ref. 521311



Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446009922	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	14	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.8
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	85	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		