

LIAN METAL BRASSARD VELCRO COTON GRIS ADULTE (M) *

Ref. 521318



CE
0459



12/03/2026 23:44:18 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

Modèle ambidextre offrant un très grand confort d'utilisation grâce à son grand cadran.

Description

LIAN METAL Brassard velcro (XXS à XL) Spengler

Modèle ambidextre offrant un très grand confort d'utilisation grâce à son grand cadran.

[illegible]

>> ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

[illegible]

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une parfaite prise en main
- Ambidextre par simple rotation
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

BRASSARD

- Brassard en coton ou nylon, fermeture velcro
- Taille **XXS** (10-15 cm), **XS** (15-22 cm), **S** (20-28 cm), **M** (26-34 cm), **L** (32-42 cm) ou **XL** (42-52 cm)
- Existe en gris, rouge ou motifs
- Existe en version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

LIAN METAL BRASSARD VELCRO COTON GRIS ADULTE (M) *

Ref. 521318



Caractéristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446008840	Code douanier	90189010
Pays	France		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.75
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		