

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX

Ref. DS99521_N



CE
0123



13/03/2026 00:17:13 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD SANS POCHE HOLTEX

Ref. DS99521_N



Boîtier anti choc

Description

- Tensiomètre avec brassard sans poche, sans latex, en nylon lavable, noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Boîtier antichoc
- Longueur du tube : 65 cm
- Poire en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Livré avec trousse de rangement en nylon
- Brassard disponible en taille nourrisson (13 à 20 cm, ref DS99521_N) / enfant (18cm à 26 cm, ref DS99421_N) / adulte (26 à 35 cm, ref DS99322_N) / bras fort (32cm à 42 cm, ref DS99603_N) / Multibrassard

**TENSIOMÈTRE EASY 3 NOIR, BRASSARD
SANS POCHE HOLTEX**Ref. DS99521_N**Caractéristiques**

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040173054	Code douanier	901890
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité emballée / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	18	Unité emballée / Poids (kg)	0.32
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	70
Humidité mini	10	Humidité maxi	85
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		