


BOCAL POLYCARBONATE 400 ML AVEC COUVERCLE POUR ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI EMIVAC



Ref. BCASPI77



14/03/2026 23:48:52 – Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

**BOCAL POLYCARBONATE 400 ML AVEC
COUVERCLE POUR ASPIRATEUR À
MUCOSITÉS CA-MI EMIVAC**Ref. BCASPI77**Caractéristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040151076	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	18.4
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	9.3
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	27
Unité emballée / Poids (kg)	0.15	Unité nue / Poids (kg)	0.1

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---